

Technisches Datenblatt

Ref.	Beschreibung	Abm.	Farbe	Verpackung
REF 20008 8300500	Innocare® feuchte Shampoo-Haube, Typ Amber	ca. Ø 30	weiß	1 St./Beutel



Produkt – Verwendung – Eigenschaften

Diese spezielle Shampoo-Haube wurde zur einmaligen Haarpflege entwickelt. Sie wird über den Haaren aufgesetzt, danach wird die reinigende und pflegende Lotion einmassiert. Schmutzpartikel werden gelöst und von den speziellen Fasern an der Innenseite aufgenommen. Die Lotion braucht nicht mit Wasser ausgespült zu werden. So hat das Pflegepersonal dennoch die Möglichkeit, die Haare der pflegebedürftigen Person im Bett optimal zu waschen. Die Lösung, wenn eine normale Haarwäsche am Waschbecken oder unter der Dusche zu schwierig ist. Ideal für bettlägerige, geschwächte und mobil eingeschränkte Patienten.

Das Non-Woven-Material der Innenseite ist weich, hautverträglich und reinigt gut. An der Außenseite der Laminierung ist eine trockene, wasserdichte und aufgeraute PE-Schicht angebracht, die gute Griffigkeit während der Nutzung gewährleistet und verhindert, dass die Bekleidung oder Umgebung nass werden. Es wird geraten, dem Patienten während der Verwendung ein Handtuch über die Schultern zu legen, das anschließend zum Trocknen der Haare benutzt werden kann.

Die Hauben sind mit einer hochwertigen Lotion mit milden, haut- und haarpflegenden Inhaltsstoffen, wie Aloe Vera, Glycerin und Weizenkeimextrakt, imprägniert.

Die Shampoo-Hauben können sowohl kalt (beispielsweise im Sommer) als auch warm verwendet werden. Die Verpackung kann für erhöhten Komfort in der Mikrowelle oder im speziellen Innocare® Smart Warmer aufgewärmt werden. Kontrollieren Sie immer die Temperatur und befolgen Sie immer die Anweisungen auf der Verpackung. Nicht für Säuglinge geeignet, vermeiden Sie Augenkontakt. Zur einmaligen Verwendung bestimmt.

Platzieren Sie die Haube auf dem Kopf und massieren Sie das Haar 2–3 Minuten. Nehmen Sie die Haube ab, trocknen und kämmen Sie das Haar und frisieren Sie den/die Patienten/in. Das Ausspülen der Lotion ist überflüssig.



Die Haube ist zur einmaligen und personengebundenen Verwendung bestimmt. Hierdurch ist eine pflegende Haarwäsche mit Innocare® eine hygienische Lösung, die Kreuzkontamination entgegenwirkt und eine angenehme und kostensparende Möglichkeit bietet, das Haar der Patienten/innen zu waschen. (Quelle: LOCOmotion, Gezondheidskundig Onderzoek, Mai 2006).

In Übereinstimmung mit dem Netzwerk „hautapotheke.de“ der Gesellschaft für Dermopharmazie, liegt der pH-Wert einer gesunden Hautoberfläche im leicht sauren Bereich, wobei der Wert zwischen 4 und 6,5 variieren kann. Der pH-Wert dieses Produktes liegt zwischen 4,0 und 6,0, sodass er als hautneutral betrachtet werden kann.

Material

Innotex™ non woven ca. 100 g/m² laminiert mit flüssigkeitsdichter PE-Schicht. Befeuchtetes Non-Woven-Gewebe, das an der Innenseite aus einer Auswahl natürlicher Viskose- und Polyesterfasern gefertigt wird.

Frei von Latex, Seife, Alkohol, Farbstoffen, DEHP-Weichmachern, PVC, Kolophonium, Bisphenol A und Parabenen und Formaldehyd Releasern.

Verpackung

REF 20008

Primär: 1 Shampoo-Haube in PET/O/PE Flowpack

Sekundär: 24 Flowpacks pro Karton

Lotion

INCI: Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Polyquat 7, Hydrolyzed Wheat Protein, Aloe Barbadensis, Panthenol, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Qualität, Haltbarkeit und Lagerung

Mindesthaltbarkeit
MHD nach Öffnen

30 Monate nach Produktionsdatum
begrenzt, bis 30 Tage nach Öffnen bei kalter Verwendung,
48 Stunden im Falle von Erwärmung (nicht wieder aufwärmen)

Lagerung
ISO 10993-10
Mikrobiologische CoA
Parfüm

kühl und trocken: 10 bis +30 °C
Produkt auf Hautreizungen getestet
gemäß COLIPA Edition 1997 e/o PhEur 2.6.12, 2.6.13
hypoallergen, enthält keine umstrittenen Inhaltsstoffe gemäß NCV Liste
(Niederländischer Kosmetikverband)





Richtlinien

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments hergestellt. Medizinisches Hilfsmittel MDD 93/42 EEC: 1993, CE-Zeichen, Medizinprodukt Klasse 1, nicht-steril

Umwelt und Abfallentsorgung

Die Produkte von Innocare® werden mittels moderner, sicherer und umweltfreundlicher Verfahren hergestellt. Die hantierten Qualitätsnormen sind hoch und garantieren eine gleichbleibende Qualität.

Wir verwenden recycelbare Pappe und auch die PET-Beutel sind recycelbar (nicht in Wasser löslich und nicht biologisch abbaubar). Das Material der Kappe besteht größtenteils aus organischer Viskose und synthetischen Polyesterfasern, die die PE-Schicht mit Struktur und Stabilität versehen (nicht in Wasser löslich und nicht biologisch abbaubar). Das PE-laminierte Non-Woven-Material könnte für die regenerative Müllverbrennung genutzt werden (z. B. für Fernwärme oder Dampfturbinen-Stromerzeugung).

Abfallentsorgung mittels gesetzlich zugelassener Müllverbrennung oder Deponie, je nach örtlicher Gesetzeslage. Produkt nicht in der Toilette entsorgen.