

## Gentle Skin® sensitive

Unser beliebter Untersuchungshandschuh aus Latex /  
Our popular latex examination glove



### Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Länge / length	Breite / width	PZN
1221RXST	Extra-Small	Min. 240	XS: <80	02243563
1221RST	Small	Min. 240	S: 80 ± 10	02243586
1221RMT	Medium	Min. 240	M: 95 ± 10	02243592
1221RLT	Large	Min. 240	L: 110 ± 10	02243600
1221RXLT	Extra-Large	Min. 240	XL: > 110	02243617

#### Wandstärke / Thickness (mm)

Handfläche / Palm	Min. 0,11
Finger / Finger	0,13 ± 0,02

#### Reißkraft / Tensile strenght (N)

Vor und nach Alterung / Before and after aging	≥ 6 N
--	-------

#### Lochfreiheit / Freedom from Holes

AQL	1,5
-----	-----

### Allgemeine Informationen / General information

**Produktbeschreibung / Product description** Latexuntersuchungshandschuh, naturweiß, pudrerfrei, unsteril, texturiert, mit Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /  
Latex examination glove, natural white, powder-free, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only

**Anwendung / Application** In allen Bereichen, in denen der Anwender einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt ist. Geeignet für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten. Geeignet für den Einsatz im Pflegebereich, in Laboren, in der Pharmaindustrie, in der Reinigung und im industriellen Bereich. /  
In all areas where the user is exposed to a risk of contamination. Suitable for highly infectious situations in hospitals and in general practice. Suitable for use in nursing, by lab personnel, in the pharmaceutical industry, in cleaning work and in manufacturing.

**Inhaltsstoffe / Ingredients** Naturkautschuklatex, Schwefel, Ditiocarbamat, Zinkoxid, Titandioxid, Kaliumhydroxid, Kalziumkarbonat, Polyacrylat, Farbpigmente, Doppelchlorination /  
Natural rubber latex, sulphur, ditiocarbamate, zinc oxide, titanium dioxide, potassium hydroxide, calcium carbonate, polyacrylic, pigment color, double chlorination

**Haltbarkeit / Shelf life** 3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /  
3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight




Verpackung / 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton, 56 Karton pro Palette /  
Packaging 100 pcs per package; 10 packages per carton; 56 carton per pallet

Maße Box / dimensions box: 128 (L) x 240 (W) x 78 (H)  
Maße Karton / dimenstions carton: 400 (L) x 265 (W) x 247 (H)

---


### Regulatorische Informationen / regulatory information

---


Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425	

Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3/ -4 EN 374-1 / -2 / -4 / -5; EN 16523-1; EN 21420:2020
-----------------------	--

Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016
---	-------------------

Warnungen / Cautions	Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann / This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions	
-------------------------	--	---

Hinweis / Note	Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln / This product is suitable for contact with food	
-------------------	---	---

Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	
-------------------	---	---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).