

Technisches Datenblatt

Artikel	Beschreibung	Abm.	Farbe	Verpackung
8300 402	Innocare® feuchte Waschhandschuhe Typ: Jade-neutral	~ 15x23 cm	weiss	8 St/Beutel



Produkt - Verwendung - Eigenschaften

Professionelles Waschen und Pflegen von Patienten/innen; ohne Wasser, Seife und Handtücher. Die Waschhandschuhe sind gebrauchsfertig und zum Waschen und Pflegen des gesamten Körpers (siehe Waschanweisung auf der Verpackung) oder einzelner Körperteile geeignet (z. B. Patienten/innen mit Inkontinenz oder Stoma). Die Waschhandschuhe sind zur einmaligen äußeren Verwendung auf intakter Haut bestimmt. Die pflegende Wäsche mit Waschhandschuhen von Innocare® ist besonders geeignet für sowohl mobile als auch immobile Patienten/innen in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder für die häusliche Pflege.

Das Innojet™ Non-Woven-Material ist weich, hautverträglich und reinigt gut. Die Waschhandschuhe werden aus speziellen Fasern hergestellt, die dafür sorgen, dass Schmutz und Rückstände, wie Blut und körpereigene (flüssige) Stoffe, aufgenommen werden. Die Waschhandschuhe sind reißfest und flusen nicht.

Die Waschhandschuhe sind mit einer hochwertigen Lotion mit mild reinigenden sowie hautpflegenden Inhaltsstoffen, wie Aloe Vera, Glycerin und Vitamin E, imprägniert. Die Lotion ist innerhalb von etwa 30 Sekunden selbsttrocknend. Die Verpackung ist wiederverschließbar. Die Lotion ist pH-hautneutral und dermatologisch getestet.

Die Waschhandschuhe können sowohl kalt (beispielsweise im Sommer oder bei Fieber) als auch warm verwendet werden. Die wiederverschließbare Verpackung kann für erhöhten Komfort in der Mikrowelle oder im speziellen Innocare® Smart Warmer aufgewärmt werden. Kontrollieren Sie immer die Temperatur und befolgen Sie immer die Anweisungen auf der Verpackung. Nicht für Säuglinge geeignet, vermeiden Sie Augenkontakt. Die Waschhandschuhe sind zur einmaligen Verwendung bestimmt und eignen sich nicht für das wiederholte Aufwärmen im speziellen Aufwärmer oder in der Mikrowelle.

Jedes Päckchen ist personengebunden. Hierdurch ist eine pflegende Wäsche ohne Wasser mit Innocare® eine hygienische Lösung, die Kreuzkontamination entgegenwirkt und eine angenehme und kostensparende Möglichkeit bietet, Patienten/innen zu waschen. Bei dieser pflegenden Waschmethode werden weder Wasser noch Seife verwendet. Wasser und Seife können die Haut austrocknen und Reizungen und Beschädigungen der Haut verursachen. Die Lotion dieser feuchten Waschhandschuhe enthält neben reinigenden auch pflegende Inhaltsstoffe, die eine Gesunderhaltung der Haut unterstützen (Quelle: LOCOMotion, Gesundheitskundig Onderzoek, Mai 2006).

In Übereinstimmung mit dem Netzwerk „hautapotheke.de“ der Gesellschaft für Dermopharmazie, liegt der pH-Wert einer gesunden Hautoberfläche im leicht sauren Bereich, wobei der Wert zwischen 4 und 6,5 variieren kann. Der pH-Wert dieses Produktes liegt zwischen 4,0 und 6,0, sodass er als hautneutral betrachtet werden kann.

Material

Innojet™ Jet-Laced Non-Woven-Gewebe ca. 100 g/m² mit genoppter 3D-Struktur und hergestellt aus einer Auswahl natürlicher Viskose und Polyesterfasern.

Frei von Latex, Seife, Alkohol, DEHP-Weichmachern, PVC, Kolophonium, Bisphenol A und Parabenen und Formaldehyd Releasern.

Verpackung

Primär: 8 Waschhandschuhe verpackt im PET/O/PE Flowpack
Sekundär: 30 Flowpacks im Karton

Lotion

INCI: Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Aloe Barbadensis, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Qualität, Haltbarkeit und Lagerung

Mindesthaltbarkeit / MHD	30 Monate nach Herstellungsdatum
MHD nach Öffnung	begrenzt, bis 30 Tage nach Öffnen bei kalter Verwendung, 48 Stunden im Falle von Erwärmung (nicht wieder aufwärmen)
Lagerung	kühl und trocken: +10°C bis +30 °C
ISO 10993-10	Produkt auf Hautreizungen getestet
Mikrobiologische CoA	gemäß COLIPA Edition 1997 e/o PhEur 2.6.12, 2.6.13
Parfüm	Produkt enthält kein Parfüm

Richtlinien

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments hergestellt. Medizinisches Hilfsmittel MDD 93/42 EEC: 1993, CE-Zeichen, Medizinprodukt Klasse 1, nicht-steril

Umwelt und Entsorgung

Die Produkte von Innocare® werden mittels moderner, sicherer und umweltfreundlicher Verfahren hergestellt. Die hantierten Qualitätsnormen sind hoch und garantieren eine gleichbleibende Qualität.

Wir verwenden recycelbare Pappe und auch die PET-Beutel sind recycelbar (nicht in Wasser löslich und nicht biologisch abbaubar). Das Material der Waschhandschuhe besteht größtenteils aus organischer Viskose und synthetischen Polyesterfasern, die Struktur und Stabilität verleihen (nicht in Wasser löslich und nicht biologisch abbaubar). Das Non-Woven-Material könnte für die regenerative Müllverbrennung genutzt werden (z. B. für Fernwärme oder Dampfturbinen-Stromerzeugung).

Abfallentsorgung mittels gesetzlich zugelassener Müllverbrennung oder Deponie, je nach örtlicher Gesetzeslage. Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Multiplication or distribution of this document is not allowed without written approval of LOFTEX GmbH.